

LED Light Teeth Whitening Booster

Art no: 650298

Boosts performance of teeth whitening

Claims:

- Compatible with all Beconfident® Teeth Whitening systems
- Improves up to +1 shade whiter teeth
- Works best with Beconfident® Pro Kit that contains Ferrous Gluconate
- With built in 15 min timer
- Can be used with Beconfident® original Mouth trays
- Battery included – lasts up to 20 sessions

Product description:

The Beconfident® LED Light Teeth Whitening Booster is a portable lamp using blue LED light to improve the effect of teeth whitening. It's compatible with any of the Beconfident Teeth whitening Kits, however is especially designed to work with the gel of the Pro Kit. This gel contains Ferrous Gluconate which creates a reaction for teeth whitening. Simply said, instead of generating 1 oxygen free radicals per molecules of peroxide, it generate two hydroxyl radicals, which do the same thing as the oxygen radical, except it end up with twice as many free radicals.




Active ingredients / How it works in short:

Ferrous gluconate is necessary to cause Fenton's Reaction as explained below;

In order to achieve maximum effectiveness and patient comfort, the gel has been reformulated to include ferrous gluconate for more effective peroxide activation. Ferrous gluconate provides the Iron (Fe2+) for Fenton's Reaction:


FENTON REACTION



In the presence of a suitable chromophoric substrate, such as the stains found on teeth, the hydroxyl radicals generated are capable of whitening teeth via oxidation of the stain's carbon molecular bonds.

Irradiating the bleaching gel with LED UV light energy even further enhances the catalytic whitening effect of Fe2+, so that a photo-Fenton process begins. The advantage of photo-Fenton chemistry is that provides enhanced amounts of bleaching free radicals via a remarkable "never-ending" regeneration reaction as shown by the reaction below:

PHOTO-FENTON REGENERATION OF FENTON'S REACTION



Group Beconfident Europe AB

Tennisvägen 31, SE-269 33 Båstad, Sweden

E-mail: info@beconfident.info Phone: +46-(0)702 56 50 00 VAT no: SE 556853-0041-01

Corporate site: www.beconfident.info, www.beconfident.co.uk, www.beconfident.se & many more

Beconfident- Top Quality Teeth whitening and Skincare systems are designed in Sweden & Made in USA and Sweden.

Beconfident® + WhiteAmin® + SimpleSmile® are registered trademarks in Europe and Beconfident® is a registered trademark in United States of America. IOS and Android Intelligent Apps belong to Beconfident Skincare AB. Other brands are pending.



How to use:

EN: Open up the bags and take out the LED light and mouth tray. Mount the Mouth tray onto the front of the lamp. Open the battery lid on the bottom and remove the plastic film in order for the battery to become activated. To start LED light press button. Light will automatically go out after 15 minutes.

SE: Öppna upp plastpåsarerna och ta ut LED lampen samt munskenan. Montera munskenan på lampans framsida. Öppna batteriluckan på undersidan och ta bort den tunna plastfilmen för att lampen skall få ström. Starta lampen genom att trycka på knappen. Lampen stänger av sig automatiskt efter 15 minuter.

NO/DK: Åpne plastposene og fjern LEDlampen og munnskinen. Monter munnlogen foran på lampen. Åpne batteridekselet på undersiden og fjern den tynne plastfilmen for å gi lampen strøm. Trykk på knappen for å starte lampen. Lampen slås av automatisk etter 15 minutter.

FI: Avaa muovipussit ja irrota LED-valo ja suukisko. Asenna suukaide lampun etuosassa. Avaa akun luukku alapuolelta ja poista ohut muovikalvo lampun tehon antamiseksi. Käynnistä lamppu painamalla -painiketta. Lamppu sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua.

DE: Öffnen Sie die Beutel und nehmen Sie die LED-Leuchte und die Mundscheine heraus. Montieren Sie die Mundscheine auf die Vorderseite der Lampe. Öffnen Sie den Batteriedeckel an der Unterseite und entfernen Sie die Plastikfolie, damit die Batterie aktiviert werden kann. Um die LED-Leuchte zu starten, drücken Sie den Knopf. Das Licht erlischt automatisch nach 15 Minuten.

FR: Ouvrez l'enveloppe plastique et retirez la gouttière buccale. Fixez la gouttière sur le devant de la lampe. Ouvrez le clapet de la batterie et retirez le film plastique pour activer celle-ci. Appuyez sur le bouton pour déclencher la lumière LED. La lumière s'éteint automatiquement après 15 minutes.

NL: Open de plastic en verwijder het LED-licht en de mondstukje. Monteer het mondstukje op de voorkant van de lamp. Open de batterijhouder aan de onderkant en verwijder de dunne plastic folie om de lamp kracht te geven. Druk op de knop om de lamp te starten. De lamp schakelt na 15 minuten automatisch uit.

IT: Aprire i contenitori ed estrarre la luce a LED e il portabocca. Montare il portabocca sulla parte anteriore della lampada. Aprire il portabatteria sul fondo e rimuovere la pellicola di plastica affinché la batteria si attivi. Per avviare la luce a LED premere il pulsante. La luce si spegne automaticamente dopo 15 minuti.

ES: Abra las bolsas de plástico y retire la luz LED y el riel bucal. Monte la barandilla en la parte delantera de la lámpara. Abra la puerta de la batería en la parte inferior y retire la película de plástico delgada para dar energía a la lámpara. Pulse el botón para encender la lámpara. La lámpara se apaga automáticamente después de 15 minutos.

CZ: Otevřete sáček a vyjměte LED lampu a nákusník. Nasadte nákusník na lampu. Otevřete víčko baterie a odstraňte folii čímž baterii aktivujete. LED světlo rozsvítíte zmáčknutím tlačítka. Světlo automaticky zhasne po 15 minutách.

The LED Light Booster Kit contains the following items:

- 1) 1 x Blue LED light with built in 15 min activated timer + 1 pcs double teeth whitening mouth tray

Group Beconfident Europe AB

Tennisvägen 31, SE-269 33 Båstad, Sweden

E-mail: info@beconfident.info Phone: +46-(0)702 56 50 00 VAT no: SE 556853-0041-01

Corporate site: www.beconfident.info, www.beconfident.co.uk, www.beconfident.se & many more

Beconfident- Top Quality Teeth whitening and Skincare systems are designed in Sweden & Made in USA and Sweden.

Beconfident® + WhiteAmin® + SimpleSmile® are registered trademarks in Europe and Beconfident® is a registered trademark in United States of America. IOS and Android Intelligent Apps belong to Beconfident Skincare AB. Other brands are pending.



Beconfident is not conducting any testing on animals.

Product Data:

Art No	Dimension HxWxD (mm)	Gross Weight	Net Weight	Units Display Box	Units mastercart.	Unit EAN
160298	132x78x29					7350064168417
CPNP Code	GMP ISO 22716	Country of Origin	Quality Test Pharmacies	Box bio- degradable	Pallet	RRP Euro incl VAT(+/-)
	Follows		YES	Yes		17,90

Group Beconfident Europe AB

Tennisvägen 31, SE-269 33 Båstad, Sweden

E-mail: info@beconfident.info Phone: +46-(0)702 56 50 00 VAT no: SE 556853-0041-01

Corporate site: www.beconfident.info, www.beconfident.co.uk, www.beconfident.se & many more

Beconfident- Top Quality Teeth whitening and Skincare systems are designed in Sweden & Made in USA and Sweden.

Beconfident® + WhiteAmin® + SimpleSmile® are registered trademarks in Europe and Beconfident® is a registered trademark in United States of America. IOS and Android Intelligent Apps belong to Beconfident Skincare AB. Other brands are pending.